

COVID-19-mRNA-Impfstoff COMIRNATY®

Zeiterfassung: Haltbarkeit der Durchstechflaschen



Bitte beachten Sie die aktuellen Stabilitätsdaten und die aktuelle Fachinformation. Hinweise zu Handhabung und Aufbewahrung finden Sie unter praxis.comirnaty.de.

Für die **Haltbarkeit des unverdünnten Impfstoffs** ist eine durchgehende Kühlung entscheidend. Um nachzuvollziehen, welche Durchstechflasche als nächste verdünnt und weiterverwendet werden sollte, empfehlen wir, die Haltbarkeit jeder Flasche zu dokumentieren.

Bitte beachten Sie,

- dass beim Empfang der Durchstechflaschen ihre Haltbarkeit kontrolliert und die Ablaufzeit dokumentiert werden sollte,
- dass der aufgetaute Impfstoff nicht wieder eingefroren und nicht geschüttelt werden darf,
- dass eine Durchstechflasche 6 Impfdosen ergibt.

<p>Durchstechflaschen- oder Chargennummer</p> <hr/>	<p>Platzierung im Kühlschrank (2-8 °C)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>	<p>Ablaufzeit (31 Tage nach Auftaubeginn)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>
<p>Durchstechflaschen- oder Chargennummer</p> <hr/>	<p>Platzierung im Kühlschrank (2-8 °C)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>	<p>Ablaufzeit (31 Tage nach Auftaubeginn)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>
<p>Durchstechflaschen- oder Chargennummer</p> <hr/>	<p>Platzierung im Kühlschrank (2-8 °C)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>	<p>Ablaufzeit (31 Tage nach Auftaubeginn)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>
<p>Durchstechflaschen- oder Chargennummer</p> <hr/>	<p>Platzierung im Kühlschrank (2-8 °C)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>	<p>Ablaufzeit (31 Tage nach Auftaubeginn)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>
<p>Durchstechflaschen- oder Chargennummer</p> <hr/>	<p>Platzierung im Kühlschrank (2-8 °C)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>	<p>Ablaufzeit (31 Tage nach Auftaubeginn)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>
<p>Durchstechflaschen- oder Chargennummer</p> <hr/>	<p>Platzierung im Kühlschrank (2-8 °C)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>	<p>Ablaufzeit (31 Tage nach Auftaubeginn)</p> <p>Datum Uhrzeit : __: __ Uhr</p>



Fachinformation
 unter
fachinformation.biontech.de



Stabilitätsdaten
 Wichtige Angaben zu Haltbarkeit und Transport des Impfstoffs unter praxis.comirnaty.de/produktinformation



BioNTech Kundenservice
 Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung?
 Tel: **+49 6131 9084-0**, Fax: **-2121**
 (täglich 08:00-22:00 Uhr)
connect.biontech.de